



# Molift Smart 150

Compact et futé – léger, pliable et transportable sans outil

Molift Smart 150 est un lève-personne conçu pour être acheminé facilement partout où il est utile. Destiné aux soins à domicile, il se transporte et se range aisément. Le Molift Smart 150 se replie en un seul morceau sans outillage.

Grâce à sa légèreté, à son faible encombrement et à sa conception unique, le Molift Smart 150 est simple à manoeuvrer dans des espaces étroits. Son excellente amplitude de levage fournit une hauteur maximum de levage très appréciable et il convient également pour lever depuis le sol. Le cintre à 4 points d'ancrage procure confort et aisance en position de levage.

Le Molift Smart 150 a été récompensé par le Norwegian Design Council.



## Pliable sans outil

Une mise en oeuvre simple que facilite le quotidien et le transport.



## Cintre à 4 points

Assure une position de transfert confortable et.



## Facile à manoeuvrer

Hauteur basse et faible empreinte au sol facilitent son utilisation dans des espaces étroits



## Lever depuis le sol

Une grande amplitude de levage qui permet des levés depuis le sol.

## Accessoires



### Sac de transport

Le sac de transport Molift protège le lève-personne, le harnais, la batterie et son chargeur et en facilite le transport.



### Malle de voyage Molift

Cette malle rigide fournit une protection supplémentaire en cas de transport aérien par exemple. Elle est conforme aux standards TSA et convient aux personnes qui voyagent intensément.



#### Désignation

Désignation	réf.
Molift Smart 150	1020
Sac de transport Molift	3049177
Malle de voyage Molift	0990200

#### Matériaux

Aluminium, acier

#### Poids

Poids total 26 kg  
Poids des composants Partie 1: 13 kg, Partie 2: 13 kg

#### Dimensions

Longueur 1200 mm  
Hauteur piètement 110 mm  
Dimensions plié L1160 x W475 x H360 mm  
Interval de levage 270-1665 mm  
Aplitude de levage 1410 mm

#### Caractéristiques techniques

Logiciel de maintenance Inclus  
Batterie Batterie NiMH 14.4 V - 2.6 A h  
Temps de charge batterie env. 3 heures  
Vitesse de levage 60 mm/sec  
Capacité moyenne 50 levés/75 kg/500 mm



Nettoyer / désinfecter à l'aide d'un détergent standard non abrasif au pH entre 5 et 9, ou une solution désinfectante à 70%.  
Le produit peut être nettoyé dans une chambre de lavage-désinfection à 85°C pendant 3 minutes.

Restez informés de nos nouveautés en consultant [www.etac.com](http://www.etac.com)